



TERRENI DI COLTURA

13 - Yeast Peptone Dextrose Agar (YPD)

Componenti	Concentrazione (g/L)
Peptone batteriologico	20
Glucosio	20
Estratto di lievito	10
Agar	15

PROCEDURA:

Sciogliere le quantità di ciascun componente elencato nella tabella in H₂O distillata, riscaldare la miscela mescolando fino a sciogliere completamente tutti i componenti e portare a volume (1L). Autoclavare la miscela sciolta a 121 °C per 20 minuti.